

# CEDERROTH

## PANSEMENTS POUR BRÛLURE

Pansement bleu qui protège et soulage en cas de brûlure mineure.

Le pansement pour brûlure convient également pour les écorchures et les petites coupures. Il est de couleur bleue, ce qui permet de l'utiliser pour la manipulation d'aliments. Le pansement se compose d'un hydrogel qui ne colle pas à la plaie. Imperméable et stérile. Avant d'appliquer le pansement pour brûlure, rafraîchir la brûlure pendant au moins 20 minutes, par exemple avec le gel en spray pour brûlure Cederroth ou en rinçant à l'eau tiède.



*Pansements contenant un hydrogel*

- Favorise une cicatrisation plus rapide
- Ne colle pas à la plaie



### PANSEMENTS POUR BRÛLURE CEDERROTH REF 901903

Chaque boîte contient 10 pansements stériles (74 x 45 mm)  
La compresse se compose d'un hydrogel à base d'eau (> 96% d'eau)  
Durée de conservation 3 ans